



Metrosep A Supp 1 HS - 50/4,6

6.1005.350

La Metrosep A Supp 1 HS - 50/4,6 permite separar aniones estándar en muy poco tiempo. La Metrosep A Supp 1 HS - 50/4,6 es la columna ideal para pocos iones en una matriz de la muestra sencilla. Por ejemplo, es posible analizar fosfatos junto a cloruros y sulfatos en bebidas de cola en menos de tres minutos.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1011.040	Metrosep RP 3 Guard HC/4,0
	La Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 es una columna de protección de aplicación universal que protege de forma fiable la columna de separación analítica frente a contaminaciones. La contaminación lipófila orgánica, las partículas más pequeñas, las trazas de óxido de hierro o bacterias se eliminan de forma segura. La columna Guard está fabricada de un material polímero y, gracias a que dispone de un mayor volumen, tiene una capacidad de carga muy superior a la Metrosep RP 2 Guard/3, 5. Se puede utilizar en toda la gama de pH.



6.1011.120

Filtro de recambio para RP Guard, 10 unidades

No utilizar para 6.1011.030.

