



Metrosep A Supp 4 - 250/4,0

6.1006.430

La Metrosep A Supp 4 - 250/4,0 es una columna extraordinariamente robusta con muy buenas propiedades de separación. La fase de separación consta de partículas de alcohol polivinílico de 9 µm de diámetro cubiertas con grupos de amonio cuaternarios. Esta construcción garantiza una elevada estabilidad y mayor tolerancia a partículas muy finas que podrían pasar la placa del filtro integrada. La Metrosep A Supp 4 - 250/4,0 posee una capacidad media de intercambio de iones; el sulfato se eluye al cabo de 12,5 minutos. Los números de platos que se pueden obtener con esta columna de separación son mayores que en la Metrosep Anion Dual 2 - 75/4,6. La A Supp 4 - 250/4,0 es especialmente apropiada para todas las tareas rutinarias en el análisis del agua.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.01021.500 Metrosep A Supp 4 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 4 Guard/4,0 protege de forma fiable las columnas de aniones Metrosep A Supp 4 - 250/4,0 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.



6.01021.510 Metrosep A Supp 4 S-Guard/4,0

La Metrosep A Supp 4 S-Guard/4,0 protege de forma fiable las columnas Cl de aniones Metrosep A Supp 4 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.

