



Metrosep A Supp 5 - 100/4,0

6.1006.510

La Metrosep A Supp 5 - 100/4,0 permite realizar separaciones rápidas y muy eficientes. Gracias a esta propiedad, la Metrosep A Supp 5 - 100/4,0 es la columna estándar para tiempos de análisis cortos y la determinación de aniones que se eluyen de forma tardía (p. ej., el perclorato).

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1006.500	Metrosep A Supp 5 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 Guard/4,0 protege eficazmente las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.

Contiene el mismo material de separación que la Metrosep A Supp 5, también es de poliéter-éter-cetona y se enrosca en la columna de separación correspondiente prácticamente sin volumen muerto ("On Column Guard System"). La columna de protección prolonga la vida útil de la columna analítica, prácticamente sin influir en su eficacia de separación cromatográfica. La A Supp 5 Guard/4,0 es muy recomendable por su precio económico y su fácil manejo.



6.1006.540

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 protege fiablemente las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.



6.1020.520

Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0

La Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0 es la variante de alta capacidad de la Metrosep A Supp 10 Guard/4,0.

