



Metrosep A Supp 5 - 150/4,0

6.1006.520

La versión de 150 mm de la Metrosep A Supp 5 destaca por sus excelentes propiedades de separación. Un alto número de platos y excelentes simetrías de picos facilitan los trabajos en la gama inferior de $\mu\text{g/L}$. El tamaño de partícula de $5\ \mu\text{m}$ ayuda de manera decisiva a la eficacia de separación de esta columna. La Metrosep A Supp 5 - 150/4,0 ofrece la combinación óptima de selectividad y capacidad con la que se pueden solucionar de forma segura incluso complejas tareas de separación en poco tiempo. Esta propiedad hace que la Metrosep A Supp 5 - 150/4,0 sea una de las mejores columnas estándar de uso universal de la cromatografía iónica.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1006.500

Metrosep A Supp 5 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 Guard/4,0 protege eficazmente las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.

Contiene el mismo material de separación que la Metrosep A Supp 5, también es de poliéter-éter-cetona y se enrosca en la columna de separación correspondiente prácticamente sin volumen muerto ("On Column Guard System"). La columna de protección prolonga la vida útil de la columna analítica, prácticamente sin influir en su eficacia de separación cromatográfica. La A Supp 5 Guard/4,0 es muy recomendable por su precio económico y su fácil manejo.



6.1006.540

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 protege fiablemente las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.

