



Metrosep A Supp 5 - 50/4,0

6.1006.550

En menos de 6 minutos, la Metrosep A Supp 5 - 50/4,0 separa los siete aniones estándar. Incluso el fluoruro está separado del pico de inyección y puede integrarse sin problemas. La columna, basada en un polímero de alcohol polivinílico, se caracteriza, como todas las columnas de la familia A Supp 5, por un alto número de platos y, en consecuencia, una excelente eficacia de separación. La Metrosep A Supp 5 - 50/4,0 es la columna adecuada cuando se deben solucionar tareas de separación sencillas en poco tiempo y sin renunciar a límites de detección muy bajos.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1006.500

Metrosep A Supp 5 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 Guard/4,0 protege eficazmente las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.

Contiene el mismo material de separación que la Metrosep A Supp 5, también es de poliéter-éter-cetona y se enrosca en la columna de separación correspondiente prácticamente sin volumen muerto ("On Column Guard System"). La columna de protección prolonga la vida útil de la columna analítica, prácticamente sin influir en su eficacia de separación cromatográfica. La A Supp 5 Guard/4,0 es muy recomendable por su precio económico y su fácil manejo.



6.1006.540

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 protege fiablemente las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.

