



Metrosep A Supp 5 Guard/2,0

6.1006.600

La Metrosep A Supp 5 Guard/2,0 protege eficazmente las versiones de 2 mm de las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente. Contiene el mismo material de separación que la Metrosep A Supp 5, también es de poliéter-éter-cetona y se enrosca directamente en la columna de separación correspondiente prácticamente sin volumen muerto ("On Column Guard System"). La columna de protección prolonga la vida útil de la columna analítica, prácticamente sin influir en su eficacia de separación cromatográfica. La A Supp 5 Guard/2,0 es muy recomendable por su precio económico y su fácil manejo.

Partes/accesorios 6.1006.600

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

