



Metrosep A Supp 5 S-Guard/2,0

6.1006.610

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/2,0 protege eficazmente las versiones de 2 mm de las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente. Contiene el mismo material de separación que la Metrosep A Supp 5, también es de poliéter-éter-cetona y se une directamente a la columna de separación correspondiente mediante una conexión capilar. La columna de protección prolonga la vida útil de la columna analítica, prácticamente sin influir en su eficacia de separación cromatográfica. La A Supp 5 S-Guard/2,0 es muy recomendable por su precio económico y su fácil manejo.

Partes/accesorios 6.1006.610

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.		

