



Metrosep A Supp 7 - 250/2,0

6.1006.650

Se sospecha que los subproductos del tratamiento del agua (subproductos de la desinfección) no solo pueden resultar nocivos para la salud, sino también ser cancerígenos. Por eso, los oxohalogenuros han sido objeto de muchos estudios y normas (p. ej. EPA 300.1 parte B, EPA 317.0, EPA 326.0). En particular, se trata del bromato que se forma en la ozonificación de agua potable a partir de bromuro.

La versión microbore de la Metrosep A Supp 7 - 250/4,0 es una columna de separación de alto rendimiento para la determinación paralela de aniones estándar, oxohalogenuros y ácido dicloroacético. Con esta columna es posible determinar estos iones hasta la gama de $\mu\text{g/L}$ inferior de forma segura y precisa. La alta sensibilidad de detección se logra usando el polímero de alcohol polivinílico de 5 μm con el que pueden alcanzarse números de platos extremadamente elevados y con ellos excelentes propiedades de separación y detección. Además, es posible adaptar la separación a las exigencias específicas de la aplicación modificando la temperatura. Esta columna microbore es especialmente apta para el uso con un detector MS.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1006.600

Metrosep A Supp 5 Guard/2,0

La Metrosep A Supp 5 Guard/2,0 protege eficazmente las versiones de 2 mm de las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.

Contiene el mismo material de separación que la Metrosep A Supp 5, también es de poliéter-éter-cetona y se enrosca directamente en la columna de separación correspondiente prácticamente sin volumen muerto ("On Column Guard System"). La columna de protección prolonga la vida útil de la columna analítica, prácticamente sin influir en su eficacia de separación cromatográfica. La A Supp 5 Guard/2,0 es muy recomendable por su precio económico y su fácil manejo.



6.1006.610

Metrosep A Supp 5 S-Guard/2,0

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/2,0 protege eficazmente las versiones de 2 mm de las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.

Contiene el mismo material de separación que la Metrosep A Supp 5, también es de poliéter-éter-cetona y se une directamente a la columna de separación correspondiente mediante una conexión capilar. La columna de protección prolonga la vida útil de la columna analítica, prácticamente sin influir en su eficacia de separación cromatográfica. La A Supp 5 S-Guard/2,0 es muy recomendable por su precio económico y su fácil manejo.



6.1031.600

Metrosep A Supp 16 Guard/2,0

La Metrosep A Supp 16 Guard/2,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 16 de 2 mm de diámetro interior contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se enrosca directamente en la columna analítica. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.



6.1031.610

Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0

La Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 16 de 2 mm de diámetro interior contra las contaminaciones. La columna de protección se une fácilmente a la columna de separación mediante una conexión capilar. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.

