



Metrosep C 3 - 150/4,0

6.1010.420

El novedoso material portador de alcohol polivinílico aumenta de forma significativa la capacidad de separación de cationes monovalentes y bivalentes. Las formas de los picos en esta columna de cationes son muy simétricas.

La columna de separación intermedia de la familia Metrosep C 3 es particularmente apropiada para efectuar separaciones rápidas de cationes estándar y ciertos cationes de metales de transición, así como para separaciones de aminas orgánicas de tamaño medio.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1010.450

Metrosep C 3 Guard/4,0

La Metrosep C 3 Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C 3 y se usa para proteger todas las columnas de cationes Metrosep-C 3. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. También la Metrosep C 3 Guard/4,0 funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto en la columna de separación correspondiente.



6.1010.460

Metrosep C 3 S-Guard/4,0

La Metrosep C 3 S-Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C-3 y se usa para proteger todas las columnas de cationes Metrosep-C-3. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica.

