



Metrosep A Trap 1 - 100/4,0

6.1014.000

Esta columna de aniones de gran capacidad se utiliza para limpiar el flujo de eluyente. Incluso los reactivos de máxima calidad, p. ej., de grado «ultrapuro» o «puriss», contienen cantidades mínimas de contaminación aniónica. La Metrosep A Trap 1 - 100/4,0 permite suprimirla de manera segura.

Esta columna se utiliza principalmente para aplicaciones de gradiente.

Partes/accesorios 6.1014.000

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
	Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.	

