



Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0

6.1014.100

La columna Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0 se utiliza para eliminar contaminaciones orgánicas del eluyente. La columna Metrosep RP Trap 1 - 50/4,0 ayuda a evitar las perturbaciones relacionadas con el eluyente en la base, sobre todo en los sistemas de gradientes. También se recomienda su uso para limpiar el eluyente p-cianofenol de las columnas de separación Metrosep Dual 4.

Partes/accesorios 6.1014.100

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

