



Metrosep BP 1 Guard/2,0

6.1015.100

La Metrosep BP 1 Guard/2,0 se utiliza para generar una presión de trabajo suficientemente alta en las vías de flujo de los reactivos post-columna. Se utiliza en combinación con una bomba de alta presión para transportar el reactivo post-columna al Professional Reactor.

Partes/accesorios 6.1015.100

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

