



Metrosep Dual 4 Guard Column Kit/4.6

6.1016.500

Aunque las columnas Dual 4 están hechas de gel de sílice monolítico y son muy robustas, es aconsejable usar la precolumna Dual 4 para aumentar aún más la seguridad de la columna de separación analítica. La precolumna Dual 4 es un cartucho de poliéter-éter-cetona que también está relleno de gel de sílice monolítico. Este cartucho es fácil de cambiar y se atornilla directamente en un soporte de aluminio a la columna analítica. El probado sistema "On Column Guard System" es fácil de usar y, además, ofrece la ventaja de tener un volumen muerto sumamente bajo.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1016.510	Metrosep Dual 4 Guard Column Cartridge/4.6 Set con tres cartuchos precolumna

