



Metrosep A Supp 10 - 50/4,0

6.1020.050

La columna de separación Metrosep A Supp 10 - 50/4,0 está basada en un copolímero de poliestireno-divinilbenceno de alta capacidad, con un tamaño de partículas de solo 4,6 µm. Este concepto de columnas de probada eficacia y optimizado por Metrohm se caracteriza por su construcción robusta, su gran selectividad y sus excelentes resultados de separación. El elevado número de platos y la ventajosa ubicación del pico de sistema entre el fluoruro y el cloruro completan el abanico de prestaciones. Las propiedades de la columna se pueden adaptar a la aplicación actual mediante la temperatura, el flujo y la composición del eluyente.

La reducida longitud y la capacidad total relativamente baja de esta columna de 50 mm permiten efectuar separaciones rápidas de aniones estándar. Estos se pueden determinar en menos de 9 minutos con un flujo de 1,0 mL/min. La Metrosep A Supp 10 - 50/4,0 es ideal para sencillas tareas de separación y matrices no complicadas.

Partes/accesorios 6.1020.050

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 10 contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se atornilla directamente en la columna analítica. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 10 contra las contaminaciones. La columna de protección se une fácilmente a la columna de separación mediante una conexión capilar. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	