



Metrosep A Supp 10 - 75/4,0

6.1020.070

La columna de separación Metrosep A Supp 10 - 75/4,0 está basada en un copolímero de divinilbenceno-poliestireno de alta capacidad, con un tamaño de partículas de solo 4,6 µm. En condiciones normales, el fosfato se eluye entre el nitrito y el bromuro. En la actualidad, las aplicaciones se pueden optimizar modificando la temperatura, la composición del eluyente y el flujo.

La capacidad de la A Supp 10 - 75/4,0 se ha mejorado en dos aspectos: matriz y velocidad. En muestras de elevada fuerza iónica, por ejemplo, es posible lograr la separación de la línea de base del fosfato en bebidas de cola. Incluso en presencia de grandes cantidades de nitrato y sulfato, el tiempo de análisis es inferior a 7,5 minutos. En el análisis del aire también es muy importante la elevada velocidad de flujo de las muestras.

Partes/accesorios 6.1020.070

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 10 contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se atornilla directamente en la columna analítica. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 10 contra las contaminaciones. La columna de protección se une fácilmente a la columna de separación mediante una conexión capilar. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0 es la variante de alta capacidad de la Metrosep A Supp 10 Guard/4,0.	