



Metrosep A Supp 10 - 100/2,0

6.1020.210

La columna de separación Metrosep A Supp 10 - 100/2,0 está basada en un copolímero de poliestireno-divinilbenceno de alta capacidad, con un tamaño de partículas de solo 4,6 μm . Las columnas de separación de 2 mm Metrosep A Supp 10 están hechas del mismo material que las columnas de separación de 4 mm correspondientes. Las propiedades de la columna se pueden adaptar a la aplicación actual mediante la temperatura, el flujo y la composición del eluyente.

La A Supp 10 - 100/2,0 es la columna microbore ideal para las aplicaciones rutinarias. Gracias a su alta estabilidad de flujo y presión de esta columna se pueden obtener de manera muy rápida cromatogramas con una buena separación de iones. De esta manera se pueden separar los aniones estándar en 3 minutos. Es especialmente apta para aplicaciones IC-MS.

Partes/accesorios 6.1020.210

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 La columna Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 10 microbore contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se enrosca directamente en la columna analítica, sin necesidad de utilizar herramientas.

