



Metrosep A Supp 10 - 250/2,0

6.1020.230

La columna de separación Metrosep A Supp 10 - 250/2,0 está basada en un copolímero de poliestireno-divinilbenceno de alta capacidad, con un tamaño de partículas de solo 4,6 µm. Este concepto de columnas de probada eficacia y optimizado por Metrohm se caracteriza por su construcción robusta, su gran selectividad y sus excelentes resultados de separación. Las columnas de separación de 2 mm Metrosep A Supp 10 están hechas del mismo material que las columnas de separación de 4 mm correspondientes. Las propiedades de la columna se pueden adaptar a la aplicación actual mediante la temperatura, el flujo y la composición del eluyente.

La Metrosep A Supp 10 - 250/2,0 tiene una capacidad muy alta para ser una columna microbore. Es apropiada para muestras de elevada fuerza iónica, para tareas de separación complejas y para análisis con grandes diferencias de concentración entre los componentes individuales. Esta columna de separación microbore es apta para aplicaciones IC-MS gracias al reducido flujo.

Partes/accesorios 6.1020.230

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 La columna Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 10 microbore contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se enrosca directamente en la columna analítica, sin necesidad de utilizar herramientas.

