



Metrosep A Supp 10 Guard/2,0

6.1020.600

La columna Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 10 microbore contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se enrosca directamente en la columna analítica, sin necesidad de utilizar herramientas.

Partes/accesorios 6.1020.600

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

