



Metrosep A Supp 16 - 150/4,0

6.1031.420

La Metrosep A Supp 16 es ideal para problemas de separación de alta capacidad y posee una resolución excelente. La Metrosep A Supp 16 - 150/4,0 está basada en un copolímero de divinilbenceno-poliestireno con superficie funcionalizada. Los grupos funcionales están ligados de forma covalente.

La Metrosep A Supp 16 - 150/4,0 posee una resolución excelente y soluciona problemas de separación muy difíciles. Esta columna es ideal para aplicaciones que presentan una carga elevada de iones, pero que no requieren la máxima resolución. Es una de las columnas estándar en la cromatografía aniónica.

Partes/accesorios 6.1031.420

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1031.500	Metrosep A Supp 16 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 16 Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 16 contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se enrosca directamente en la columna analítica. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	
6.1031.510	Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 16 contra las contaminaciones. La columna de protección se une fácilmente a la columna de separación mediante una conexión capilar. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	