



Metrosep A Supp 16 Guard/4,0

6.1031.500

La Metrosep A Supp 16 Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 16 contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se enrosca directamente en la columna analítica. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.

Partes/accesorios 6.1031.500

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
	Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.	

