



Metrosep A Supp 16 Guard/2,0

6.1031.600

La Metrosep A Supp 16 Guard/2,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 16 de 2 mm de diámetro interior contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se enrosca directamente en la columna analítica. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.

Partes/accesorios 6.1031.600

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

