



Metrosep C 4 - 100/2,0

6.1050.210

La versión corta de la columna de separación de cationes microbore Metrosep C 4 de 2 mm de diámetro interior está concebida para determinaciones rápidas de los cationes estándar. Con ella se logran tiempos de retención muy cortos, a pesar de que los tiempos de elución del sodio y del amonio tienen una diferencia de 25 s. Si se usa un eluyente especial, con la Metrosep C 4 - 100/2,0 se pueden determinar los seis cationes litio, amonio, sodio, calcio, magnesio y potasio en menos de 5 minutos. Debido a su reducido flujo de eluyente, es especialmente apropiada para el acoplamiento IC-MS.

Partes/accesorios 6.1050.210

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1050.600	Metrosep C 4 Guard/2,0	
	La Metrosep C 4 Guard/2,0 está hecha a base de C 4 y se usa para proteger todas las columnas de cationes Metrosep de 2 mm de diámetro interior, cuyo material de base es gel de sílice. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. Otra ventaja es su precio económico. También la Metrosep C 4 Guard/2,0 funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto en la columna de separación correspondiente.	
6.1050.610	Metrosep C 4 S-Guard/2,0	