



Metrosep C 4 - 150/2,0

6.1050.220

La columna de separación de cationes microbore Metrosep C 4 - 150/2,0 es la columna estándar de uso universal en el análisis de cationes de las columnas de separación microbore. Alta eficacia de separación en poco tiempo. La Metrosep C 4 - 150/2,0 es la columna de separación ideal para el análisis de metales alcalinos y alcalinotérreos en medios acuosos. Debido a su reducido flujo de eluyente, es especialmente apropiada para el acoplamiento IC-MS.

Partes/accesorios 6.1050.220

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1050.600	Metrosep C 4 Guard/2,0	
	La Metrosep C 4 Guard/2,0 está hecha a base de C 4 y se usa para proteger todas las columnas de cationes Metrosep de 2 mm de diámetro interior, cuyo material de base es gel de sílice. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. Otra ventaja es su precio económico. También la Metrosep C 4 Guard/2,0 funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto en la columna de separación correspondiente.	
6.1050.610	Metrosep C 4 S-Guard/2,0	