



Metrosep C 4 - 250/2,0

6.1050.230

La columna de separación de cationes microbore Metrosep C 4 - 250/2,0 es la columna de cationes con mayor capacidad de la serie C 4 de 2 mm de diámetro interior. Está destinada a aplicaciones que exigen una elevada eficacia de separación. Con esta columna se pueden analizar de forma fiable muestras con diferencias de concentración extremas. La capacidad de esta columna se demuestra, por ejemplo, en el análisis de trazas de sodio en presencia de monoetanolamina (MEA). Con la C 4 - 250/2,0 se pueden determinar tanto aminos y metales de transición como metales alcalinos y alcalinotérreos de una sola vez. Debido a su reducido flujo de eluyente, es especialmente apropiada para el acoplamiento IC-MS.

Partes/accesorios 6.1050.230

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1050.600	Metrosep C 4 Guard/2,0	
	La Metrosep C 4 Guard/2,0 está hecha a base de C 4 y se usa para proteger todas las columnas de cationes Metrosep de 2 mm de diámetro interior, cuyo material de base es gel de sílice. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. Otra ventaja es su precio económico. También la Metrosep C 4 Guard/2,0 funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto en la columna de separación correspondiente.	
6.1050.610	Metrosep C 4 S-Guard/2,0	