



Metrosep C 4 - 50/4,0

6.1050.450

La Metrosep C 4 - 50/4,0 es la columna de separación más corta de la familia Metrosep C 4. Con una capacidad de 5 µmol (K⁺), es especialmente apropiada para separaciones muy rápidas. Su reducida capacidad permite analizar en poco tiempo los metales alcalinotérreos, de elución tardía. Gracias a los breves tiempos de retención se pueden confiar a la cromatografía iónica aplicaciones que hasta ahora, en lo que se refiere a la duración del análisis, solo eran posibles con un sistema FIA (Flow Injection Analysis System).

Partes/accesorios 6.1050.450

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4,0 La Metrosep C 4 Guard/4,0 está hecha a base de C 4 y se usa para proteger todas las columnas de cationes Metrosep, cuyo material de base es gel de sílice. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. Otra ventaja es su precio económico. También la Metrosep C 4 Guard/4,0 funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto en la columna de separación correspondiente.
6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4,0 La Metrosep C 4 S-Guard/4,0 está hecha a base de C 4 y se usa para proteger todas las columnas de cationes Metrosep C 4, cuyo material de base es gel de sílice. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. Otra ventaja es su precio económico.

