



# Metrosep C 4 Guard/2,0

6.1050.600

La Metrosep C 4 Guard/2,0 está hecha a base de C 4 y se usa para proteger todas las columnas de cationes Metrosep de 2 mm de diámetro interior, cuyo material de base es gel de sílice. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. Otra ventaja es su precio económico. También la Metrosep C 4 Guard/2,0 funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto en la columna de separación correspondiente.

## Partes/accesorios 6.1050.600

| Qt.   | Order no.  | Descripción                                                     |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.2744.060 | Tapón roscado                                                   |
|       |            | Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas. |

