



Metrosep C 4 S-Guard/2,0

6.1050.610

La Metrosep C 4 Guard/2,0 está hecha a base de C 4 y se usa para proteger todas las columnas de cationes Metrosep de 2 mm de diámetro interior, cuyo material de base es gel de sílice. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. Otra ventaja es su precio económico.

Partes/accesorios 6.1050.610

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

