



Metrosep C 6 - 100/4,0

6.1051.410

La versión de 100 mm de la columna Metrosep C 6 se ha concebido para determinar los cationes estándar, por ejemplo, en agua potable. Se logran tiempos de retención cortos, a pesar de lo cual la separación del sodio y del amonio sigue siendo muy buena. La más alta capacidad del material C 6 permite trabajar con volúmenes de muestra más altos.

Partes/accesorios 6.1051.410

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para Cl, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1051.500	Metrosep C 6 Guard/4,0	La Metrosep C 6 Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C 6 y sirve para proteger frente a las partículas y la contaminación. Con ello se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. La Metrosep C 6 Guard/4,0 funciona según el "on-column Guard system" y se monta prácticamente sin volumen muerto directamente en la columna de separación correspondiente. 