



Metrosep C Supp 1 - 100/4,0

6.1052.410

La versión corta de la Metrosep C Supp 1 se emplea para la determinación rápida de cationes en la gama de $\mu\text{g/L}$ con detección de conductividad tras supresión secuencial.

Mediante la supresión, se mejora el ruido de la línea de base en el análisis de cationes. Esto permite obtener límites de detección más bajos para los cationes que se deben determinar.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4,0

La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C Supp 1 y se usa para proteger las columnas de cationes Metrosep C Supp 1. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 también funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto directamente en la columna de separación correspondiente.

