



Metrosep C Supp 1 - 150/4,0

6.1052.420

La columna de separación Metrosep C Supp 1 - 150/4,0 es la columna preferida para la determinación de concentraciones bajas de cationes estándar. Mediante el ruido bajo de la línea de base tras la supresión secuencial, se alcanzan límites de detección bajo una gama de $\mu\text{g/L}$.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4,0

La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C Supp 1 y se usa para proteger las columnas de cationes Metrosep C Supp 1. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 también funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto directamente en la columna de separación correspondiente.

