



Metrosep C Supp 1 - 250/4,0

6.1052.430

La columna de separación Metrosep C Supp 1 - 250/4,0 se emplea para las separaciones difíciles de cationes estándar y de algunos cationes de transición, así como de aminas, en una gama de concentración baja. La detección de conductividad tras supresión secuencial permite obtener límites de detección bajos gracias al ruido bajo de la línea de base.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4,0

La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C Supp 1 y se usa para proteger las columnas de cationes Metrosep C Supp 1. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 también funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto directamente en la columna de separación correspondiente.

