




Sensor de temperatura Pt1000 para 909 UV Digester

6.1110.010

Sensor de temperatura Pt1000 (clase B) de vidrio con cable fijo (0,5 m) para la conexión al 909 UV Digester.

Partes/accesorios 6.1110.010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1236.020	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 con junta tórica.



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.

