



Sensor de temperatura Pt1000 (longitud de instalación: 12,5 cm)

6.1110.100

Sensor de temperatura Pt1000 (clase B) de vidrio.

Este sensor de temperatura Pt1000 está disponible con el número de artículo 6.1110.110 también en una longitud de instalación de 17,8 cm.

Partes/accesorios 6.1110.100

Qt.	Order no.	Descripción
100 Stk	6.1236.020	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 con junta tórica.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2104.140	Cable de electrodo / 1 m / 2 x 2 mm Para conexión de termosondas con cabezal G con 780, 781, 826, 827 pH /Ion meters y todos los Titrandos	
6.2104.150	Cable de electrodo / 2 m / 2 x 2 mm Para la conexión de termosondas con cabezal Metrohm G con 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters y todos los Titrandos	