



Sensor de temperatura Pt1000 para CVS (longitud de instalación: 9 cm)

6.1110.120

Sensor de temperatura Pt1000 (clase B) para aparatos Professional CVS.

Partes/accesorios 6.1110.120

Qt.	Order no.	Descripción
100 Stk	6.1236.020	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 con junta tórica.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2104.140	Cable de electrodo / 1 m / 2 x 2 mm Para conexión de termosondas con cabezal G con 780, 781, 826, 827 pH /Ion meters y todos los Titrandos

