



Sensor de temperatura Pt100 para aparatos de medida de la estabilidad (17.5 cm)

6.1111.010

Sensor de temperatura Pt100 (longitud: 17,5 cm) con cable fijo y enchufe Mini-DIN. Este sensor de temperatura sin vidrio es adecuado para el uso en el 711 Liquino y en instrumentos de medida de estabilidad (743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 892 Professional Rancimat u 895 Professional PVC Thermomat).

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2042.040	Grapa para sensor de temperatura
	Grapa de fijación para sensor de temperatura Pt100 de aparatos de medida de la estabilidad

