



Sensor de temperatura Pt100 para aparatos de medida de la estabilidad (30 cm)

6.1111.020

Sensor de temperatura Pt100 (longitud: 30 cm) con cable fijo y enchufe Mini-DIN. Este sensor de temperatura sin vidrio es adecuado para el uso en instrumentos de medida de estabilidad (873 Biodiesel Rancimat y 893 Professional Biodiesel Rancimat).

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.2042.040	Grapa para sensor de temperatura
------------	----------------------------------

Grapa de fijación para sensor de temperatura Pt100 de aparatos de medida de la estabilidad

