



Sensor de temperatura Pt1000 de acero fino

6.1114.010

Sensor de temperatura Pt1000 (clase B) con cable fijo (1,2 m), con aguja de acero fino y eje de PEEK. Este sensor de temperatura sin vidrio es adecuado para la medida de temperatura:

- en materiales semisólidos (por ejemplo, queso, carne)
- en medios no oxidantes a pH 1-13

Partes/accesorios 6.1114.010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1236.020	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 con junta tórica.

