



O2 Lumitrode

6.1116.000

El sensor óptico para medir el oxígeno disuelto (DO) puede utilizarse con un 913 pH/DO Meter o un 914 pH/DO Conductometer. El principio de medida del sensor se basa en la extinción de la luminiscencia. El sensor, que ahorra espacio y no requiere mantenimiento, es adecuado, por ejemplo, para la medida de DO en:

- Control de calidad del agua
- Industria de aguas residuales
- Producción de bebidas
- Piscicultura

El sensor se suministra con un recipiente de calibración.

La tapa de medida (capuchón O₂), que contiene el luminóforo sensible al oxígeno, se puede reemplazar fácilmente, si es necesario.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1260.000	Tubos de calibración O2	
	Tubos de calibración para la calibración del Lumitrode para O ₂ a una saturación de aire al 100%.	
6.2329.000	Solución patrón de oxígeno al 0%	
	Solución patrón de oxígeno al 0% para la calibración del Lumitrode para O ₂ . Contiene 5 sobres de 30 mL cada uno.	
6.5623.000	Juego de repuesto O2 Lumitrode	
	Juego de repuesto para el O ₂ Lumitrode. Este juego incluye un capuchón O ₂ certificado de repuesto, un recipiente de calibración y un patrón de oxígeno de 5 x 30 mL, 0%.	