



Punta de electrodo de platino

6.1204.310

Punta de electrodo de platino (Pt) para Autolab RDE, diámetro de disco de electrodo 3 mm, rosca M4. Gama de temperatura 0...40 °C.

Partes/accesorios 6.1204.310

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2802.000	Kit de pulido para electrodos sólidos Kit de pulido formado por 1 paño y aprox. 2 g polvo de óxido de aluminio (tamaño de gránulos 0.3 µm)



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2103.120	Clavija de contacto M4 / 2mm Para el mango de electrodo 6.1241.060 y puntas de electrodo 6.1204.3 XX. Con rosca M4. Para equipos VA.	