



## Recipiente de titración / 5-70 mL

6.1415.150

Partes/accesorios 6.1415.150

| Qt.   | Order no.  | Descripción                                      |
|-------|------------|--------------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.2036.000 | Anillo de retención para recipiente de titración |



# Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                 |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1414.010 | Parte superior del recipiente de titulación con 5 orificios |  |

---