



Recipiente de reacción largo para medidas de estabilidad

6.1429.050

Recipiente de reacción para la medida de estabilidad de aceites volátiles, aceites minerales y mezclas de biodiesel con 743 Rancimat y 873 Biodiesel Rancimat. En combinación con 6.2418.130. Embalaje con 100 unidades.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1808.090	Adaptador de rosca M8 exterior / M6 interior Rosca M8 exterior, M6 interior, Por ej. para el montaje de los tubos de aire 6.2418.XXX en el recipiente de reactivo 6.1429.XXX del aparatos de medida de estabilidad.



6.2418.130

Tubo de aire largo para medidas de biodiesel

Juego de 100 unidades. En combinación con 6.1429.050.

