



Tapón PEEK EN 29 para celda de titulación KFC

6.1446.240

Tapón para titulación volumétrica en una celda de titulación (coulometría)

Partes/accesorios 6.1446.240

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1543.200	Punta de titulación / Rosca M6

Punta de titulación con válvula antidifusión.



1 PCS

6.01406.010

Tubo de adsorción con tapa

Tubo de adsorción con tapa para el titulador volumétrico OMNIS Karl Fischer



1 PCS

6.02709.010

Tapón

Tapón de plástico, apto para el OMNIS Karl Fischer Titrator 2.1001.4220.



1 PCS

6.02709.030

Boquilla roscada

Boquilla roscada de plástico, apta para parte superior del recipiente de titulación 6014050X0.



1 PCS

6.2713.010

Manguito de PTFE EN 29

Manguito para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 29.

