



Cierre septo de aluminio / 1000 unidades

6.1448.050

Con cierre septo de Al.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2419.000	Recipiente de muestra de vidrio de 6 mL, 1000 unidades Recipiente de muestra de vidrio para muestra de hasta 6 mL, apto para septo 6.1448.050, 1000 unidades



6.2621.110

Pinza de cierre septo

Pinza de cierre septo para cerrar recipientes de muestras de 6 mL
(6.2419.000, 6.2419.007).

