



Cierre de rosca con septo, 100 uds.

6.1448.067

Cierre de rosca con septo, apto para frasco de muestras de 8 mL 6.2420.007, 100 uds.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2420.007	Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, 100 unidades
	Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, apto para cierre de rosca 6.1448.067, 100 unidades



6.1448.077

Septo, 100 uds.

Septo de sustitución para cierre de rosca 6.1448.067, 100 unidades

