



Cabezal de titulación/3 x EN 14

6.1458.040

Cabezal de titulación para recipientes de muestras de 120 mL. Con 3 orificios EN 14 y 4 orificios de 6,4 mm, así como 2 puntas de dosificación incl. Indicado para juego de accesorios de lavado y extracción.

Partes/accesorios 6.1458.040

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.1808.000	Manguito de conexión M6



2 PCS

6.2726.090

Válvula antidifusión

Para las puntas de bureta de difusión 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



3 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1829.050	Tubos de repuesto para los tubos instalados en los cabezales de titulación y los brazos giratorios Tres tubos de repuesto con punta reducida.	
6.1909.050	Hélice de agitador / 102 mm Hélice para el 802 Stirrer si éste se utiliza con gradillas de muestras para vasos de 120 mL (6.1459.300)	
6.2041.470	Gradilla de muestras 22 x 120 mL, (PP) Gradilla de muestras para 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor y 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 22 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307. Plástico: polipropileno (PP)	
6.2841.010	Estación de lavado externa para brazo giratorio con cabezal de titulación 6.1458.040 La estación de lavado externa puede ponerse al lado de la torre de Robotic Sample Processor y permite el lavado exterior del equipo de titulación mientras se realizan otras acciones en la gradilla.	