




Cabezal de titulación/2 x EN 14

6.1458.070

Cabezal de titulación para recipientes de muestras de 75 mL. Con 2 orificios EN 14 y 2 orificios de 6,4 mm, así como 3 puntas de dosificación retraídas. Indicado para un juego de accesorios de lavado y extracción.

Partes/accesorios 6.1458.070

Qt.	Order no.	Descripción
4 PCS	6.1808.000	Manguito de conexión M6



3 PCS

6.2726.090

Válvula antidifusión

Para las puntas de bureta de difusión 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



2 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1829.050	Tubos de repuesto para los tubos instalados en los cabezales de titulación y los brazos giratorios Tres tubos de repuesto con punta reducida.	