



Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 1 unidad

6.1459.307

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 120 mL, apto para gradillas 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 y 6.9920.141, 1 unidad

Partes/accesorios 6.1459.307

Qt.	Order no.	Descripción
0 PCS	6.1459.300	Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 250 unidades

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 120 mL, apto para gradillas 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 y 6.9920.141, 250 unidades



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1459.320	Tapa de rosca para 61459300/250 unidades Para cerrar de forma segura los recipientes de muestras de 120 mL	
6.1459.300	Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 250 unidades Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 120 mL, apto para gradillas 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 y 6.9920.141, 250 unidades	
6.2041.470	Gradilla de muestras 22 x 120 mL, (PP) Gradilla de muestras para 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor y 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 22 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307. Plástico: polipropileno (PP)	
6.2041.840	Gradilla de muestras, 59 x 120 mL (PVC) Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 59 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	

6.2041.850

Gradilla de muestras 59 x 120 mL, (PP)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 59 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)




6.2068.010

Gradilla de muestras 20 x 120 mL, (PP)

Gradilla de muestras para 864 Balance Sample Processor, apta para 20 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300.

Plástico: polipropileno (PP)



6.2068.020

Gradilla de muestras, 24 x 120 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic Soliprep, apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2068.030

Gradilla de muestras, 10 x 250 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic Soliprep, apta para 10 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.



6.9920.141

Gradilla de muestras 53 x 120 mL, (PP)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 53 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plástico: polipropileno (PP)



6.1458.040

Cabezal de titulación/3 x EN 14

Cabezal de titulación para recipientes de muestras de 120 mL. Con 3 orificios EN 14 y 4 orificios de 6,4 mm, así como 2 puntas de dosificación incl. Indicado para juego de accesorios de lavado y extracción.



6.2037.080

Soporte de láminas

Soporte de lámina para vasos de PP de 120 mL (6.1459.300)



6.1909.050

Hélice de agitador / 102 mm

Hélice para el 802 Stirrer si éste se utiliza con gradillas de muestras para vasos de 120 mL (6.1459.300)



6.1909.060

Hélice de agitador / 95 mm

Agitador de hélice con 3 paletas para agitación intensa

