



## Brazo giratorio con cabezal de transferencia para 786 Swing Head, girando a la izquierda

6.1462.030

Brazo giratorio de transferencia para el manejo de líquidos

### Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                            |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1562.100 | Tubo de pipeteado/10 mL<br><br>Tubo de pipeteado para la transferencia totalmente automática de soluciones de muestra. |  |