



Brazo giratorio con cabezal de titulación y sensor vaso para 786 Swing Head, con giro a la derecha o a la izquierda

6.1462.150

Cabezal de titulación con sensor vaso para 786 Swing Head, 2 M10, 1 SGJ 14,5 y 2 puntas de bureta

Partes/accesorios 6.1462.150

Qt.	Order no.	Descripción
3 PCS	6.1808.000	Manguito de conexión M6



2 PCS

6.2726.090

Válvula antidifusión

Para las puntas de bureta de difusión 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
2.802.0020	802 Stirrer para cambiador de muestras Agitador de varilla para cambiador de muestras y Sample Processor. Con hélice de agitador 6.1909.020 de 104 mm y cable montado fijo.	
6.1829.050	Tubos de repuesto para los tubos instalados en los cabezales de titulación y los brazos giratorios Tres tubos de repuesto con punta reducida.	