



Punta de bureta, longitud del tubo 0.4 m

6.1541.010

Con válvula antidifusión.

Partes/accesorios 6.1541.010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1446.030	Tapón articulado / B-14/(15) Para el soporte móvil de puntas de bureta en recipientes de titración



1 PCS

6.1543.200

Punta de titulación / Rosca M6

Punta de titulación con válvula antidifusión.



1 PCS

6.1805.100

Tubo de FEP / M6 / 40 cm

Con protección contra luz y doblado.

